

**BIO**UnitE®  
www.biounite.com



**TRICANAL**  
Secuencia de fresado



PM 1628-6



ISO 13485 e ISO 9001

# TRICANAL

El implante TRICANAL es una solución multiuso, sencilla, flexible y codificada por colores. Su cuerpo ofrece excelentes resultados en todo tipo de huesos, en procedimientos quirúrgicos de una o dos fases, con y sin colgajo y en casos de carga inmediata o temprana. Su conexión interna favorece la preservación del hueso, obteniendo mejores resultados estéticos.

## Características

- Conexión interna tri-channel
- Forma anatómica
- Cuello microfresado
- Presente en 4 diámetros
- Codificación con color según plataforma
- Apto para carga inmediata y temprana
- Provisto de pilar multifunción
- Superficie tratada (Biocap)
- Presentado en envase estéril
- Amplia variedad de soluciones protésicas.
- Componentes protésicos anodizados con color según plataforma




## Medidas

Diámetro	x8mm	x10mm	x11.5mm	x13mm	x16mm
Ø3.5mm	✓	✓	✓	✓	✓
Ø4.3mm	✓	✓	✓	✓	✓
Ø5mm	✓	✓	✓	✓	✓
Ø6mm	✓	✓	✓	✓	✗




## Kit quirúrgico




## Presentación

### Contenido:

- 1 - Implante
- 2 - Porta-implante
- 3 - Tapa de cierre
- 4 - Tapa de colocación
- 5 - O ring
- 6 - Envase primario
- 7 - Envase secundario



## Secuencia de fresado



**BIOUNITE**<sup>®</sup>  
www.biounite.com

Dpto. comercial Argentina

Calle 6 3636, CP 1884  
Berazategui, Buenos Aires, Argentina

 +54 11 4216-8012 / 7700

 info@biounite.com